




ZAHNMANUFAKTUR RIEDENBURG DER BERO TREND

FORMENKARTE

FRONT- UND SEITENZAHNFORMEN
DER BERO TREND „V“



Kunststoffzähne für den herausnehmbaren Zahnersatz "natürliche Ästhetik"

FORMENKARTE – FRONTZAHNSERIEN

Individuelle Zahnformen passend zur Gesichtsstruktur



K-SERIE

K1 · K3 · K5 · K7



Gesicht: oval bis leicht rechteckig

Charakter: harmonisch · natürlich · eustewogen.

Gleicht leichte Kanten aus und sorgt für ein ruhiges, natürliches Erscheinungsbild.



O-SERIE

O1 · O3 · O5 · O7



Gesicht: oval bis rund-oval

Charakter: weich · feminin · harmonisch

Sanfte Formen unterstützen weiche Gesichtszüge und schaffen Harmonie.



R-SERIE

R1 · R2 · R3 · R5 · R7 · R9



Gesicht: eckig / rechteckig

Charakter: markant · kraftvoll · dominant

Betont klare Konturen und verstärkt eine markante, starke Ausstrahlung.



D-SERIE

D1 · D3 · D5 · D7 · D9



Gesicht: herzförmig / dreieckig

Charakter: dynamisch · individuell · expressiv

Bringt Dynamik ins Gesicht und gleicht schmal zulaufende Formen aus.

Welche Zahnform passt zu mir?



FRONTZAHN K1 – K7



GESICHTSWAHL

Passend für: ovale bis leicht rechteckige Gesichtsformen

Wirkung: harmonisch – natürlich – ausgewogen

GESICHTSWAHL

Ovale bis leicht rechteckige Gesichtsformen.

Die K-Formen folgen einer sanft gerundeten Linienführung und unterstützen ein ausgewogenes, ruhiges Erscheinungsbild, gehen leichte Kanten im Gesicht aus und wirken besonders natürlich bei ovalen Gesichtsformen.

FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
K1 U1 A1-A10	 41,0 mm	 8,5 mm 7,6 mm
K3 A1 / A10 A5 A50	 45,0 mm	 9 mm 7,7 mm
K5 U5 / U6 A5 A50	 47,5 mm	 10,5 mm 9,0 mm
K7 A5 / A70 A5 A50	 50,0 mm	 11,0 mm 9,1 mm

Maße: Breite (mesial-distal) / Höhe (inzisal-zervikal) / Tiefe (labial-palatal) in mm

Farben: A1-D4

FRONTZAHN O1 – O7



GESICHTSWAHL

oval bis rund-oval
weich · feminin
harmonisch

Sanfte Formen unsectäen.
weiche Geisstsizuge und
sorgne für ech harmonisches
Exchrashungebild.

GESICHTSWAHL

oval bis rund-oval
weich · feminin · harmonisch

FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
O1 U2 A1 A10	 41,0 mm	 9,5 mm / 7,8 mm 7,8 mm
O3 U1 / U2 A1-A10 / A5 A50	 43,3 mm	 10,0 mm / 8,0 mm 8,0 mm
O5 A5 A50 A5 A50	 46,0 mm	 9,5 mm / 8,5 mm 9,5 mm
O7 U2 / U4 A5 A50	 46,0 mm	 10,0 mm / 8,8 mm 8,8 mm

FRONTZAHN D1 – D9



GESICHTSWAHL

Geeignet für ovale bis dreieckige Gesichter.

Dynamisch und ausdrucksstark für ein elegantes, kräftiges Erscheinungsbild.

GESICHTSWAHL

Geeignet für ovale bis dreieckige Gesichter.
Dynamisch und ausdrucksstark für ein elegantes, kräftiges Erscheinungsbild.

FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
D1 U1 A1 / A10	 41,5 mm	 9,5 mm / 7,4 mm 7,4 mm
D3 U4 A1-A10 / A5 / A50	 43,5 mm	 10,5 mm / 8,5 mm 8,5 mm
D5 U3 A5 / A50	 44,0 mm	 10,0 mm / 8,6 mm 8,6 mm
D7 U5 A5 / A50 / A7 / A70	 46,0 mm	 10,5 mm / 9,0 mm 9,0 mm
D9 U6 / U7 A1 / A10 / A5 / A50	 48,5 mm	 11,0 mm / 9,0 mm 9,0 mm

FRONTZAHN R1 – R5



GESICHTSWAHL

Passend für eckige / rechteckige Ovale gesichtstornen
Wirkung · markant ·
kräftvoll · dominant

GESICHTSWAHL

Der R-Formen stehen für eine markante Frontecharakteristik mit koter Kortun Gmpesträn nn présente und lashvoller Ausstrahlung.

- betonen eine starko Kiofe struktur
- sorgen für Präsenz und charcktor
- ideal für kräftige · mabeante Erscheinungebilder

FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
R1 U2 / U4 A1 A10 A5 A50	 41,0 mm	 9,7 mm 7,5 mm
R2 U4 / U6 A3 A50	 42,7 mm	 10,0 mm 8,0 mm
R3 U3 A1 A10 A5 A50	 43,5 mm	 10,0 mm 8,0 mm
R5 U4 / U6 A3 A30	 46,0 mm	 10,5 mm 8,6 mm

Maße: Breite (mesial-distal) / Höhe (inzisal-zervikal) / Tiefe (labial-palatal) in mm
Farben: A1-D4

FRONTZAHN R7 & R9



FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
R7 U6 / U7 A3 A30 / A5 A50	 46,5 mm	 10,5 mm 8,6 mm
R9 U7 / U8 / U9 A7 A70 / A8 A30	 52,0 mm	 13,0 mm 10,0 mm

Made: Breite (mesial-distal) / Höhe (inzisal-zervikal) / Tiefe (labial-palatal) in mm
Farben: A1-D4

FORMENKARTE
Unterkiefer U1 – U6



FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
U1	 32,0 mm	 8,0 mm / 5,0 mm
U2	 34,0 mm	 8,0 mm / 5,5 mm
U3	 35,8 mm	 9,0 mm / 5,3 mm
U4	 35,8 mm	 9,0 mm / 5,3 mm
U5	 37,0 mm	 9,5 mm / 5,3 mm
U6	 35,5 mm	 9,5 mm / 5,3 mm

Maße: Breite (mesial-distal) / Höhe (inzisal-zervikal) / Tiefe (labial-palatal) in mm

Farben: A1–D4

UNTERKIEFER U7 – U9

FORM	FRONTANSICHT	SEITENANSICHT
U7	 37,0 mm	 10,5 mm / 6,0 mm
U8	 38,3 mm	 9 mm / 5,6 mm
U9	 36,4 mm	 12,0 mm / 5,8 mm

Maße: Breite (mesial-distal) / Höhe (inzisal-zervikal) / Tiefe (labial-palatal) in mm

Farben: A1–D4



Kontakt über whatsapp

Am Gewerbebogen 11 / 93155

Hemau

Tel. 09491 / 9559950

Email: info@berotrend.de



**ZAHNMANUFAKTUR
RIEDENBURG
DER BERO TREND**



SEITENZÄHNE DER BERO TREND „V“

GRÖSSE

DENTALE ABMESSUNG

GRÖSSE

A1
OK / UK



Small
small

A3
OK / UK



Small
small

A5
OK / UK



Medium
medium

A7
OK / UK




Medium
medium

A9
OK / UK



Large
large

volle Molaren



volle Molaren

halbvolle Molaren

small
small



A10
OK / UK

small
small



A30
OK / UK

medium
medium



A50
OK / UK

medium
medium



A70
OK / UK

Large
large



A90
OK / UK

halbvolle Molaren

Artikulations-Tabelle

Obere	Untere		Molaren			
K1	U1		A1	A10	A1	A50
K3	U2	U4	A1	A5	A10	A50
K5	U5	U6	A5	A50		
K7	U3	U8	A5	A7	A50	A70
R1	U2	U4	A1	A5	A10	A50
R2	U4	U6	A3		A30	
R3	U3		A1	A5	A10	A50
R5	U4	U6	A3		A30	
R7	U6	U7	A3	A5	A30	A50
R9	U7	U8	U9	A9	A70	A90
O1	U2		A1		A10	
O3	U1	U2	A1		A10	
O5	U2	U4	A5		A50	
O7	U2	U4	A5		A50	
D1	U1		A1		A10	
D3	U4		A3		A30	
D5	U3		A1	A5	A10	A50
D7	U5		A5		A50	
D9	U6	U7	A7		A70	



ÄSTHETIK TRIFFT FUNKTION

Individuelle Front- und Seitenzahnformen
für natürliche, harmonische Ergebnisse

Der BERO Trend „V“ vereint natürliche Zahnästhetik mit präziser
Formgebung und maximaler Individualität.



Schneid- & Perlmutter-Effekt

Ähnlich der Härte des natürlichen Zahns –
widerstandsfähig, jedoch nicht spröde



Zähelastische Materialstruktur

100 % ausgehärtet für optimale Stabilität
und Langlebigkeit



Exzellente Verarbeitbarkeit

Zähne lassen sich präzise aufstellen und
bearbeiten – für eine harmonische Okklusion



Handgeschliffene Individualität

Jeder Zahn wird manuell veredelt



Natürliche Fluoreszenz

Authentische Lichtwirkung wie beim natürlichen Zahn



28 Frontformen / 10 Seitenformen OK / UK



Natürliche Fluoreszenz

Authentische Lichtwirkung wie
beim natürlichen Zahn



Optimale Lichtbrechung

Hohe Ästhetik bei jeder Lichtsituation



Farbtreue

Konstant natürliche Wirkung –
auch bei künstlichem Licht



Polymere Dentineherstellung

Langpolymere Dentine- und
Schneideherstellung in 3 Stufen,
24 Stunden Vergütung, keine Restmonomere



28 Frontformen / 10 Seitenformen OK / UK

Verschiedene Frontzahnformen und
Seitenzahnformen für Oberkiefer und Unterkiefer.

