

Die Vorzüge:

- Individuelle und spezielle Charakterisierung der Zahnhäse durch Handbemalung.
- Dezent gehaltene und naturgetreue Seitenschatten und Zahnhäse.
- Verstärkte Dentinfarbwirkung in der Schneide.
- Langpolymere Dentin- und Schneideherstellung in 2 Stufen, sowie eine Vergütung von 24 Std.; dadurch nahezu keine messbaren Restmonomere
- Schneide mit Perlmutter-Effekt, die ähnlich der Härte des natürlichen Zahnes entspricht, aber nicht zu spröde ist.
- Zähne lassen sich sehr gut aufstellen und bearbeiten, dadurch harmonische Okklusion.
- Zähne werden von Hand geschliffen.
- Natürliche Fluoreszenz.
- Optimale Lichtbrechung.
- Farbtreu, auch bei künstlichem Licht.
- Qualitätszertifikat
- Deutsches Qualitätsprodukt.

Ihr Vorteil:

- Bezahlung erst nach Verbrauch, da Zahnschranken auf Kommission zur Verfügung gestellt werden.
- Regelmäßige kostenlose Komplettierung des Zahnschrankes.
- Keine vertragliche zeitmäßige, sowie mengenmäßige Abnahmeverpflichtung.
- Sämtliche unvollständigen Zahnleisten werden zurückgenommen und gutgeschrieben - keine Restzähne.
- Sie zahlen keine Gebühren für die Komplettierung und Bereitstellung des Zahnschrankes.
- Telefonische Bestellung jederzeit möglich, Lieferung spätestens innerhalb 2 Tagen.

The Bero Trend

... for individuality


The particularity

- individual and special characterization of the tooth neck
- plain and life-like side-shadows
- strengthened dentin colour effect at the incisal edge
- natural fluorescence
- optimal refraction of light
- colour fidelity even in artificial light
- no graying in front of the oral cavity, coming out of the natural effect
- toughness of the material that corresponds
- made in Germany



**ZAHNMANUFAKTUR
RIEDENBURG
DER BERO TREND**

Agnes Grosch
Zahnmanufaktur Riedenburg - Der Bero Trend
Am Gewerbebogen 11
93155 Hemau
Telefon: 09491 / 955 99 50
Telefax: 09491 / 955 99 51
E-Mail: info@berotrend.de
Web: www.berotrend.de



41,0
8,5
7,6

K1

U1

A1 A10

40,5
9,5
7,4

D1

U1

A1 A10

45,0
9,7
8,2

K3

U2
U4

A1 A10
A5 A50

43,5
10,5
8,5

D3

U4

A3 A30

47,5
10,5
9,0

K5

U5
U6

A5 A50

44,0
10,0
8,6

D5

U3

A1 A10
A5 A50

50,0
11,0
9,1

K7

U3
U8

A5 A50
A7 A70

46,0
10,5
9,0

D7

U5

A5 A50

41,0
9,7
7,5

R1

U2
U4

A1 A10
A5 A50

48,5
11,0
9,0

D9

U6
U7

A7 A70

42,7
10,0
8,0

R2

U4
U6

A3 A30

32,0
8,0
5,0

U1

43,5
10,0
8,0

R3

U3

A1 A10
A5 A50

34,0
8,0
5,3

U2

46,0
10,5
8,8

R5

U4
U6

A3 A30

35,8
9,0
5,6

U3

46,5
10,5
8,6

R7

U6
U7

A3 A30
A5 A50

33,5
10,8
5,2

U4

52,0
13,0
10,0

R9

U7
U8
U9

A7 A70
A9 A90

34,5
9,5
5,3

U5

41,0
9,5
7,8

O1

U2

A1 A10

35,5
9,8
5,3

U6

43,3
10,0
8,0

O3

U1
U2

A1 A10

37,0
10,5
6,0

U7

46,0
9,5
8,5

O5

U2
U4

A5 A50

38,3
9,0
5,6

U8

46,0
10,0
8,8

O7

U2
U4

A5 A50

36,4
12,0
5,8

U9

A1

A10

A3

A30

A5

A50

A7

A70

A9

A90

A1

8,5

7,7

A10

29,0
31,0

A3

8,4

8,0

A30

30,0
31,8

A5

8,4

8,0

A50

30,5
33,1

A7

9,0

8,7

A70

31,4
34,3


A9

9,6

8,8

A90

33,9
36,2



Artikulations-Tabelle							
Oberer	Untere			Molaren			
K1	U1			A1		A10	
K3	U2	U4		A1	A5	A10	A50
K5	U5	U6		A5		A50	
K7	U3	U8		A5	A7	A50	A70
R1	U2	U4		A1	A5	A10	A50
R2	U4	U6		A3		A30	
R3	U3			A1	A5	A10	A50
R5	U4	U6		A3		A30	
R7	U6	U7		A3	A5	A30	A50
R9	U7	U8	U9	A7	A9	A70	A90
O1	U2			A1		A10	
O3	U1	U2		A1		A10	
O5	U2	U4		A5		A50	
O7	U2	U4		A5		A50	
D1	U1			A1		A10	
D3	U4			A3		A30	
D5	U3			A1	A5	A10	A50
D7	U5			A5		A50	
D9	U6	U7		A7		A70	